

XLF055 Phase III 规划探索工具

网站使用说明

适用于需要设置情景、查看复发探索结果、查看二期人群和比较已保存情景的使用者。

版本日期	2026-08-21
文件格式	Markdown + PDF
使用范围	研究讨论与规划探索

快速开始

1. 使用项目团队提供的网址打开登录页，输入分配给你的账号和密码。
2. 进入“情景探索”，可以先点“加载演示参数”熟悉页面，再按需要调整输入。
3. 点“运行情景”，先看结果值、范围和数据覆盖，再决定是否保存或下载。
4. 需要查看二期人数分布时进入“二期人群洞察”；需要并排查看已保存结果时进入“情景对比”。

使用前请注意

- 建议使用电脑浏览器，并把窗口尽量放大；截图以 1280×720 的页面宽度为例。
- 只输入假设参数，不要输入姓名、受试者编号、病历号或其他可识别个人的信息。
- 网站用于研究讨论。页面里的概率、人数和提示不能直接代替诊断、治疗、入排或正式统计复核。
- 情景和筛选主要保存在当前会话中。刷新、清空会话、退出或服务重启后，内容可能不再保留；重要结果请及时下载。

页面目录

1	认识首页与导航
2	设置情景并运行
3	阅读复发探索结果
4	保存、设为锚点和下载
5	查看二期人群全景与筛选
6	选择人群、结局并保存筛选
7	阅读人群分布图
8	情景对比与管理
9	使用说明、更新日志与问题反馈

1. 认识首页与导航

登录后，左侧是固定导航，右侧是当前工作的页面。

1. 左侧导航：在情景探索、二期人群洞察、情景对比、使用说明、更新日志和问题反馈之间切换。
2. 加载演示参数：自动填入一组示例值，适合第一次使用时熟悉流程；它不会读取真实患者信息。
3. 比较锚点：指定本次结果要和哪个参照比较。更换锚点只改变比较对象，不会自动改动输入参数。
4. 结果动画只影响显示效果；关闭后不会改变结果。侧栏还可查看已保存情景数量、清空当前会话或退出登录。

小提示：第一次使用建议先加载演示参数并跑一次，再逐项改成自己的情景。

2. 设置情景并运行

输入区描述一位“假设受试者”的基线情况。填完后点页面下方的“运行情景”。

The screenshot shows the 'Phase III规划探索' (Phase III Planning Exploration) interface. On the left is a sidebar with navigation options: '情景探索' (Scenario Exploration), '二期人群洞察' (Phase II Population Insights), '情景对比' (Scenario Comparison), '使用说明' (User Guide), '更新日志' (Update Log), and '问题反馈' (Feedback). The main area contains input fields for baseline data: '基线BMI (kg/m²)' (Baseline BMI) with value 35.7, '是否有既往病史' (Whether there is a history of disease) with value '2', '基线阴道pH' (Baseline Vaginal pH) with value 21.6, and '基线乳杆菌分级' (Baseline Lactobacillus grading) with value '无' (None). Below these is a checkbox for '允许年龄在18-55岁内作扩展' (Allow extension for age within 18-55 years) and a button '运行情景' (Run Scenario). A red box labeled '1' highlights the input fields and the 'Run Scenario' button. Below the input fields, a red box labeled '2' highlights the '复发概率结果' (Recurrence Probability Result) section, which displays 'D21尚未评估: 以下结果表示“如果D21治愈”的条件性探索估计。' (D21 not evaluated: The following result represents the conditional exploration estimate if D21 is cured.) and 'D104复发探索概率' (D104 recurrence exploration probability) as '48.7%'.

1 已填写的输入与运行按钮

2 复发结果入口

1. D21 治愈状态：选择是否已经知道 D21 结果。选择“尚未评估”时，页面会把结果写成“如果 D21 治愈”的条件性结果。
2. 可填写年龄、BMI、基线阴道 pH、Nugent 评分、AV 评分、既往病史和乳杆菌分级。空白项需要先补齐，页面才会计算。
3. “既往病史”按项目数据里的有/无标记填写，并不等同于只问妇科疾病。若无法确认含义，建议先不把它作为筛选条件，并向数据负责人核对。
4. “允许年龄在 18-55 岁内作扩展”仅用于探索范围外的假设值。勾选后要更谨慎解释页面提示。

小提示：运行前检查数字单位，尤其是 BMI、pH 和评分；不要把姓名或受试者编号写入任何输入框。

3. 阅读复发探索结果

结果区先给出最醒目的复发概率，再提供范围、参照和数据支持提示。



1. D104 复发探索概率：数值越高表示当前假设情景下的复发倾向越高。它是研究探索结果，不是某位患者的诊断。
2. 范围图：圆点是当前估计，横线表示结果可能波动的范围；范围越宽，解释时越要保守。
3. 比较锚点：虚线或对照文字代表当前参照。可以用它查看本情景相对参照是升高、降低还是接近。
4. “查看基线特征的模型方向”可展开各输入项对结果的大致方向。方向只用于帮助理解当前模型，不代表因果关系。

小提示：优先同时看“数值、范围、数据覆盖和方向稳定性”，不要只看一个百分比。

4. 保存、设为锚点和下载

运行成功后，可以给情景命名并保存，也可以把它作为以后比较时的固定参照。



1. 情景名称：建议写清关键差异，例如“D21治愈_年龄35_Nugent8”。
2. 保存情景：保留当前结果，之后可在情景对比页管理。
3. 保存并设为锚点：保存后立即把它作为新的比较参照。以后运行的情景会自动和它比较。
4. 下载结果：把当前汇总结果保存到本地。下载不会重新计算，也不会包含患者级记录。

小提示：侧栏显示当前会话可保存的数量。接近上限时，先下载重要结果，再删除不再需要的情景。

5. 查看二期人群全景与筛选

二期人群洞察先展示四类来源人群的规模，帮助使用者确认每类数据可以回答什么问题。



1. 页面顶部说明本页用于查看二期人群全景、选择人群并比较数据覆盖。
2. 人数卡片列出 FAS/安全集、PPS、D24 治愈目标人群和 D104 可评价人群。
3. 对照图用同一横轴展示四类人数，便于快速看出数据覆盖差异。
4. PPS 与 D24 治愈目标人群是面向不同问题的分支，并不是必须依次通过的两个步骤；当前复发模型来源仍以 D104 可评价人群为准。

小提示：先确认要回答的问题，再选择对应人群；不要因为某一类人数较多就自动认为它更适合所有分析。

6. 选择人群、结局并保存筛选

在人群全景下方，按三步选择分析人群、结局状态和可选的治疗前基线条件。



Phase III规划探索

临床开发决策支持工具

工作区

情景探索

二期人群洞察

情景对比

使用说明

协作

更新日志

问题反馈

二步：结局状态

全部所选人群 · 31人

D24治愈且D104累计复发结局明确的31名受试者，也是当前模型的来源人群。下方可同时查看当前模型适用性参考。

第三步：基线条件（可选）

选择条件

可组合任意治疗前基线条件

保存当前人群筛选

例如：Nugent 8-10 · 无既往病史

保存筛选

符合条件 ②

31人

来源保留比例 ②

100.0%

未纳入 ②

0人

当前未附加筛选条件，展示全部31名D104可评价人群。

人群保留情况

1 结局状态与当前人群说明

3 筛选名称与保存

5 人群保留图入口

2 可选基线条件

4 筛选后人数摘要

1. 第一步选择分析人群；第二步选择该人群中的结局状态。页面会在蓝色说明框中解释当前选择。
2. 第三步可以叠加治疗前基线条件。多项条件会同时生效，人数通常会继续减少。
3. 给筛选写一个清楚名称并点“保存筛选”，以后可重复使用同一组条件。保存筛选不会自动运行复发情景。
4. “符合条件”是筛选后人数；“来源保留比例”是保留了原人群的多少；“未纳入”是被条件排除的人数。
5. 页面下方的人群保留图和基线分布图会使用同一套当前筛选。

小提示：如果人数很少，页面仍会显示具体例数，方便筛查；使用时请避免结合其他信息反推个人身份。

7. 阅读人群分布图

应用筛选后，页面会用条形图展示保留情况及各项基线分布。



- 1. 条形长度表示人数多少，条形旁的数字是具体例数和占比。即使少于 5 例，也以实际例数显示。
- 2. 年龄、BMI、pH、Nugent 等图表使用同一套当前筛选条件。修改筛选并重新应用后，所有图表会一起更新。
- 3. 图表用于了解数据覆盖和分布，不会自动计算新的复发概率，也不能证明某个条件造成了结果变化。

小提示：先看保留人数，再看分布。人数过少时，优先把结论写成“数据不足以判断”。

8. 情景对比与管理

情景对比页管理当前会话中已保存的情景。取消选择不会删除情景。



Phase III规划探索

临床开发决策支持工具

工作区

情景探索

二期人群洞察

情景对比

使用说明

协作

更新日志

问题反馈

结果动画

管理已保存情景

1 情景

演示情景A

新名称

演示情景A

重命名

2

将所选情景设为锚点

3

我确认删除所选情景：如果它是锚点，将恢复使用二期已观察人群51.6%

删除所选情景

请谨慎使用

本工具用于探索不同参数组合下的复发概率变化，不能用于诊断、治疗、入排、风险分级、减少方案随访或替代统计复核。

病例参数和已保存情景仅保留在当前会话中，刷新或会话结束后清除。

1 选择情景与重命名

2 设为锚点

3 确认后永久删除

- 1. 选择情景：切换要管理或比较的已保存情景。
- 2. 重命名：修改显示名称，不会重新运行，也不会改变结果。
- 3. 设为锚点：把所选情景作为后续比较参照。
- 4. 删除：必须先勾选确认，再点击删除。删除后当前会话里无法恢复，重要情景应先下载。

9. 使用说明、更新日志与问题反馈

网站内置简版帮助；本手册补充完整操作。更新日志用于确认版本变化，问题反馈用于提交建议或故障。

情景探索

二期人群洞察

情景对比

使用说明

更新日志

问题反馈

结果动画

已保存情景: 2/20

探索性规划工具
仅供研究讨论，不用于临床决策

清空当前会话

退出登录

XLF055 · 探索性规划工具

问题反馈

反馈将安全保存并由项目团队处理；如填写联系邮箱，可接收自动回执。

隐私提示

请勿填写姓名、受试者编号、病历号、联系方式以外的个人信息或任何病例级数据。

系统不会自动附带当前情景参数、结果或屏幕截图。

手工截图仅在确认不含患者信息后上传。

问题类型

影响程度

功能问题

一般建议

问题发生页面

情景探索

问题标题

问题描述

1 帮助、更新和反馈入口

2 隐私提示

3 问题类型、影响程度和页面

4 标题与问题描述

1. 使用说明：查看三步操作、常见问题和页面边界。打开说明不会运行模型。
2. 更新日志：查看正式发布后的功能或数据变化；没有记录时表示当前版本尚未写入发布条目。
3. 问题反馈：依次填写问题类型、影响程度、发生页面、标题和描述。写清复现步骤能帮助团队更快定位。
4. 反馈中不要写姓名、受试者编号、病历号或病例级数据。页面不会自动附上当前参数、结果或截图。

小提示：提交后如出现追踪编号，请保存编号；若页面提示未发送成功，先复制问题文字，再联系项目团队。

常见问题

为什么运行按钮不可用？

通常是必填项仍为空、数字超出允许范围，或选项组合暂不支持。回到输入区逐项检查页面提示。

锚点会改变当前结果吗？

不会。锚点只决定拿什么作比较；当前输入和计算结果不会因为换锚点而重新改变。

为什么筛选后人数很少？

多项条件会叠加缩小人群。逐项移除条件，观察是哪一项让人数明显下降。

刷新后保存情景不见了怎么办？

当前版本主要按会话保存。重要结果应在退出或刷新前下载；已经清空且没有下载的内容通常无法恢复。

建议的日常操作顺序

1. 先运行一个默认或全人群情景作为参照。
2. 每次只改变一个关键参数并重新运行。
3. 查看数据支持和人数，再看概率或成功频率。
4. 用清楚的名称保存重要情景，并及时下载。
5. 遇到异常时记录页面、参数、时间和截图，再提交反馈。

本手册只说明页面操作，不展开模型或试验方法。正式决策请结合项目方案、SAP、数据核查和专业评审。